

ARIEMEDI

精准导航 智引未来



瑞瞳 SDK 开发说明文档

Linux C++版

版本号 V4.0.0

型号规格 RUITONG SDK

艾瑞迈迪医疗科技（北京）有限公司

目录

1. 简介	4
1.1 产品概述	4
1.2 环境要求	4
1.2.1 系统要求	4
1.2.2 开发环境与编译语言	4
2. SDK 接口说明	4
2.1 设备连接接口	4
2.1.1 connect	4
2.1.2 disconnect	4
2.1.3 getConnectionIPs	5
2.1.4 printAPIandFirmwareVersion	5
2.2 器械设置接口	5
2.2.1 generateAROM	5
2.2.2 convert2AROM	6
2.2.3 loadPassiveToolAROM	6
2.2.4 loadPassiveToolNAROM	6
2.2.5 getToolStorage	7
2.2.6 getTrackToolsNum	7
2.2.7 getToolName	7
2.3 数据传输接口	8
2.3.1 startTracking	8
2.3.2 stopTracking	8
2.3.3 startImaging	8
2.3.4 stopImaging	8
2.3.5 trackingUpdate	9
2.3.6 getAllMarkers	9
2.3.7 getLeftImagingData	9
2.3.8 getRightImagingData	10
2.3.9 getTrackingData	10
2.3.10 getUnMatchedMarkers	10
2.3.11 getSystemTime	11
2.4 状态监测接口	11
2.4.1 getGravityVector	11
2.4.2 getConnectionStatus	11
2.4.3 getTransmissionStatus	12
2.4.4 getSystemAlert	12
3. SDK 重要数据结构	12
3.1 器械标定信息数据结构 ToolCalibrationData	12
3.2 跟踪信息数据结构 ToolTrackingData	13
3.3 标志物位置数据结构 MarkerPosition	13
3.4 跟踪位姿信息数据结构 Transform	13
4. SDK 重要枚举类型的命名空间	13

4.1 器械标定文件生成状态 GenerationStatus.....	13
4.2 设备传输数据类型 TransmissionStatus	14
4.3 设备连接状态 ConnectionStatus	14
4.4 设备警告信息 DeviceAlert	14
4.5 器械跟踪状态 TransformationStatus	15
5. Demo 使用指南.....	15
5.1 连接准备.....	15
5.2 文件目录.....	15
5.3 工程配置.....	15
5.4 调用流程.....	16
6. 常见问题	16

1. 简介

1.1 产品概述

适用于瑞瞳系列产品（瑞瞳 SE、瑞瞳 MAX）的 SDK 工具包，包含瑞瞳设备的连接与初始化、标志物定位、器械识别跟踪等功能，用户可根据业务需求结合 SDK 灵活的进行应用层开发。

1.2 环境要求

1.2.1 系统要求

Linux 系统，内核 4.15.0/5.15.0

1.2.2 开发环境与编译语言

Visual Studio Code，C++

2. SDK 接口说明

2.1 设备连接接口

相关头文件 ARMDCombinedAPI.h。

2.1.1 connect

原型

```
int connect(std::string hostname/IP);
```

功能描述

连接与初始化设备。

参数

std::string 类型：设备对应的 hostname 或 IP。

返回值

int 类型：连接设备成功或失败状态值，其中-1 对应“连接失败”，0 对应“连接成功”。

2.1.2 disconnect

原型

```
void disconnect();
```

功能描述

断开与设备的连接。

参数

无。

返回值

无。

2.1.3 getConnectionIPs

原型

```
std::vector<std::string> getConnectionIPs();
```

功能描述

获取本地网卡与设备的 IP 地址。

参数

无。

返回值

std::vector<std::string>类型：vector 容器储存了本地网卡与设备的 IP 地址。

2.1.4 printAPIandFirmwareVersion

原型

```
void printAPIandFirmwareVersion();
```

功能描述

打印 SDK 与固件版本号。

参数

无。

返回值

无。

2.2 器械设置接口

相关头文件 ARMDCombinedAPI.h。

2.2.1 generateAROM

原型

```
uint16_t generateAROM(std::string directory, ToolCalibrationData tool);
```

功能描述

根据用户输入的参数，生成器械标定文件 (*.arom)。**注意：**该接口函数无法替代器械尖端标定过程，若要确定器械尖端坐标，请使用标定软件。

参数

std::string 类型：器械标定文件所在文件夹 directory；

ToolCalibrationData 类型：器械标定结构体 tool。

返回值

uint16_t 类型：生成器械标定文件 (*.arom) 成功或失败信息，其枚举类型命名空间为 GenerationStatus。

2.2.2 convert2AROM

原型

```
uint16_t convert2AROM(std::string directoryOut, std::string directoryIn);
```

功能描述

将用户输入器械非标准标定文件 (*.rom) 转换为标准标定文件 (*.arom)。

参数

std::string 类型：输出标准标定文件 (*.arom) 路径 directoryOut;

std::string 类型：输入非标准标定文件 (*.rom) 路径 directoryIn。

返回值

uint16_t 类型：生成器械标定文件 (*.arom) 成功或失败信息，其枚举类型命名空间为 GenerationStatus。

2.2.3 loadPassiveToolAROM

原型

```
void loadPassiveToolAROM (std::string directory);
```

功能描述

从指定文件夹目录读取所有器械标定文件 (*.arom)。

参数

std::string 类型：器械标定文件所在文件夹 directory。

返回值

无。

2.2.4 loadPassiveToolNAROM

原型

```
void loadPassiveToolNAROM (std::string directory);
```

功能描述

从指定文件夹目录读取所有器械非标准标定文件 (*.rom)。**注意：**读取非标准标定文件存在风险，建议用户读取标准标定文件。

参数

std::string 类型：器械非标准标定文件所在文件夹 directory。

返回值

无。

2.2.5 getToolStorage

原型

```
std::vector<std::vector<MarkerPosition>> getToolStorage();
```

功能描述

获取所有器械标定数据。

参数

无。

返回值

std::vector<std::vector<MarkerPosition>>类型：嵌套 vector 容器，其中外层容器储存了不同器械的标定数据，内层容器储存了单个器械的所有标志物的坐标 MarkerPosition。

2.2.6 getTrackToolsNum

原型

```
int getTrackToolsNum();
```

功能描述

获取待跟踪器械数量。

参数

无。

返回值

int 类型：待跟踪器械数量，其与读入的器械标定文件 (*.arom) 数量一致。

2.2.7 getToolName

原型

```
std::vector<std::string> getToolName();
```

功能描述

获取所有器械名称。

参数

无。

返回值

std::vector<std::string>类型：vector 容器储存了所有器械的名称。

2.3 数据传输接口

相关头文件 ARMDCombinedAPI.h。

2.3.1 startTracking

原型

```
void startTracking();
```

功能描述

开始跟踪器械。

参数

无。

返回值

无。

2.3.2 stopTracking

原型

```
void stopTracking();
```

功能描述

停止跟踪器械。

参数

无。

返回值

无。

2.3.3 startImaging

原型

```
void startImaging();
```

功能描述

开始传输双目图像数据。

参数

无。

返回值

无。

2.3.4 stopImaging

原型

```
void stopImaging ();
```

功能描述

停止传输双目图像数据。

参数

无。

返回值

无。

2.3.5 trackingUpdate

原型

```
void trackingUpdate();
```

功能描述

刷新所有器械的跟踪数据与双目图像数据。

参数

无。

返回值

无。

2.3.6 getAllMarkers

原型

```
std::vector<MarkerData> getAllMarkers();
```

功能描述

获取当前视场中所有标志物的跟踪数据。

参数

无。

返回值

std::vector<MarkerData>类型: vector 容器储存了当前视场中所有标志物的跟踪数据
MarkerData。

2.3.7 getLeftImagingData

原型

```
char* getLeftImagingData();
```

功能描述

获取当前左目相机图像，图像尺寸为 1280*800 像素。

参数

无。

返回值

char*类型：当前左目相机图像数据。

2.3.8 getRightImagingData

原型

```
char* getRightImagingData();
```

功能描述

获取当前右目相机图像，图像尺寸为 1280*800 像素。

参数

无。

返回值

char*类型：当前右目相机图像数据。

2.3.9 getTrackingData

原型

```
std::vector<ToolTrackingData> getTrackingData(std::vector<MarkerPosition> cordi);
```

功能描述

获取当前所有器械的跟踪数据。

参数

std::vector<MarkerPosition>类型：vector 容器储存当前视场中所有标志物的跟踪数据 cordi。

返回值

std::vector<ToolTrackingData>类型：vector 容器储存了当前所有器械的跟踪数据 ToolTrackingData。

2.3.10 getUnMatchedMarkers

原型

```
std::vector<MarkerPosition> getUnMatchedMarkers();
```

功能描述

获取当前所有游离的未匹配标志物跟踪数据。该函数需在 getTrackingData 后运行，才可以获取正确数量。

参数

无。

返回值

`std::vector<MarkerPosition>`类型：`vector` 容器储存了当前视场中所有游离标志物的跟踪数据 `MarkerPosition`。

2.3.11 getSystemTime

原型

```
std::string getSystemTime();
```

功能描述

获取当前系统时间。

参数

无。

返回值

`std::string` 类型：当前系统时间。

2.4 状态监测接口

相关头文件 `ARMDCCombinedAPI.h`。

2.4.1 getGravityVector

原型

```
std::vector<double> getGravityVector ();
```

功能描述

获取当前设备重力向量。

参数

无。

返回值

`std::vector<double>`类型：`vector` 容器储存了当前设备重力单位向量。

2.4.2 getConnectionStatus

原型

```
uint16_t getConnectionStatus();
```

功能描述

获取当前设备连接状态。

参数

无。

返回值

uint16_t 类型：当前设备连接状态，其枚举类型命名空间为 ConnectionStatus。

2.4.3 getTransmissionStatus

原型

```
uint16_t getTransmissionStatus();
```

功能描述

获取当前设备传输数据类型。

参数

无。

返回值

uint16_t 类型：当前设备传输数据类型，其枚举类型命名空间为 TransmissionStatus。

2.4.4 getSystemAlert

原型

```
uint16_t getSystemAlert();
```

功能描述

获取当前设备警告信息。

参数

无。

返回值

uint16_t 类型：当前设备温度、震动警告信息，其枚举类型命名空间为 DeviceAlert。

3. SDK 重要数据结构

3.1 器械标定信息数据结构 ToolCalibrationData

```
struct ToolCalibrationData
{
    std::string name = "";           //器械名称
    bool type = false;               //器械类型
    int minNumMarker = 3;            //最少匹配标志物数量
    int planeNum = 1;                //平面数量
    std::vector<std::vector<MarkerPosition>> markers; //每个平面标志物数量
    double pin[3] = {0.0, 0.0, 0.0}; //尖端坐标
    double calbError = -1;           //标定误差，-1 表示器械未标定
};
```

```

    double maxFRE = 1;           //最大匹配误差
    double maxAngle = 60;        //最大匹配角度
};

```

3.2 跟踪信息数据结构 ToolTrackingData

```

struct ToolTrackingData
{
    std::string name = "";        //名称
    Transformation transform;     //位姿信息
    int matchStatus = 0;          //匹配状态：1（跟踪），0（丢失）
    int matchedPlane = 0;         //匹配平面编号
    int matchedMarkersNum = 0;     //平面内匹配标志物数量
    std::vector<MarkerPosition> markers; //标志物坐标
    std::string timespec = "";     //当前时间
}

```

3.3 标志物位置数据结构 MarkerPosition

```

struct MarkerPosition
{
    double P[4];                  //标志物坐标
    int leftExposure = 0;         //标志物亮度
    int rightExposure = 0;        //标志物亮度
};

```

3.4 跟踪位姿信息数据结构 Transform

```

struct Transformation
{
    uint16_t status;              //匹配状态,其枚举类型命名空间为 TransformationStatus
    double matrix[4][4];          //姿态矩阵
    double qw, qx, qy, qz;        //姿态四元数
    double tx, ty, tz;            //器械尖端坐标
    double error;                  //匹配误差
};

```

4. SDK 重要枚举类型的命名空间

4.1 器械标定文件生成状态 GenerationStatus

```

namespace GenerationStatus
{
    enum value
    {
        OK = 0x0000,              //生成成功
        MinMatchedNumLess = 0x0001, //生成失败，最少匹配标志物数量过少
        MinMatchedNumMore = 0x0002, //生成失败，最少匹配标志物数量过多
    }
}

```

```

PlaneNumLess = 0x0003,           //生成失败，平面数量过少
PlaneNumMore = 0x0004,           //生成失败，平面数量过多
PlaneNumNotMatching = 0x0005,    //生成失败，平面数量不匹配
MarkerNumLess = 0x0006,          //生成失败，平面内标志物数量过少
MarkerNumMore = 0x0007,          //生成失败，平面内标志物数量过多
MarkerNumLimitExceed = 0x0008,   //生成失败，器械标志物数量过多
DistanceTooSmall = 0x0009,       //生成失败，标志物间距过小
NameError = 0x000A,              //生成失败，文件名包含中文与符号
PathNotExist = 0x000B,           //生成失败，文件存储路径不存在
TypeError = 0x000C,              //生成失败，文件类型错误
};
}

```

4.2 设备传输数据类型 TransmissionStatus

```

namespace TransmissionStatus
{
    enum value
    {
        NoneData = 0x0000,          //无数据传输
        TrackingData = 0x0001,       //跟踪数据传输
        ImagingData = 0x0002,        //图像数据传输
        AllData = 0x0003,            //跟踪+图像数据传输
    };
}

```

4.3 设备连接状态 ConnectionStatus

```

namespace ConnectionStatus
{
    enum value
    {
        Connected = 0x0000,          //连接成功
        DisConnected = 0x0001,       //断开成功
        DisConnectedFailed = 0x0002, //断开失败
        PortConflicts = 0x0003,      //连接失败，连接端口冲突
        ResloveError = 0x0004,       //连接失败，IP解析错误
        InitialUDPError = 0x0005,    //连接失败，初始化错误
        Interruption = 0x0006,       //连接中断
        InvalidAddr = 0x0007,        //连接失败，IP地址无效
        DeviceInexist = 0x0008,      //连接失败，设备不存在
        UnknownError = 0x0009,       //连接失败，未知错误
    };
}

```

4.4 设备警告信息 DeviceAlert

```

namespace DeviceAlert
{

```

```

enum value
{
    Normal = 0x0000,          //无警告
    Vibration = 0x0001,       //震动警告，剧烈震动已影响设备精度，建议返厂
    TempTooHigh = 0x0002,     //高温警告，高温已影响设备精度，请为设备降温
    TempTooLow = 0x0003,      //低温警告，低温已影响设备精度，请提升环境温度
};
}

```

4.5 器械跟踪状态 TransformationStatus

```

namespace TransformationStatus
{
    enum values
    {
        Enabled = 0x0000,          //器械跟踪成功
        PartiallyOutOfVolume = 0x0001, //器械跟踪成功，但部分标志物超出视场范围
        OutOfVolume = 0x0002,       //器械跟踪成功，但全部标志物超出视场范围
        PartiallyMatched = 0x0003,  //器械跟踪成功，但部分标志物未识别到
        TooFewMarkers = 0x0004,     //器械跟踪失败，匹配标志物数量低于设定值
        BadTransformFit = 0x0005,   //器械跟踪失败，器械跟踪误差超过设定值
        ToolMissing = 0x0009,       //器械跟踪失败，视场中不存在器械的标志物
    };
}

```

5. Demo 使用指南

测试该 Demo 的 Linux 系统为 Ubuntu 18.04/22.04，开发环境为 Visual Studio Code。

5.1 连接准备

将接入瑞瞳的网卡 IPv4 连接方式设置为 Link-Local Only。查看接入瑞瞳设备背面标记的 hostname，例如 RT-SE000001.local。

5.2 文件目录

include 文件夹包含 SDK 头文件 (*.h)，lib 文件夹包含 SDK 库文件 (libARMDsteroTracking.so 或 libARMDsteroTrackingd.so)，tool 文件夹包含器械标定文件 (*.arom)，调用 SDK 的示例代码为 main.cpp。

5.3 工程配置

Visual Studio Code 项目里在 tasks.json 文件中添加库及头文件名称与路径，其中 tasks.json 文件详细如下：

```

{

```

```

"tasks": [
    {
        "type": "cppbuild",
        "label": "C/C++: g++ build active file",
        "command": "/usr/bin/g++",
        "args": [
            "-g",
            "${workspaceFolder}/main.cpp",
            "-o",
            "${workspaceFolder}/SDK-Demo",
            "-I${workspaceFolder}/include", (SDK 的头文件目录)
            "-L${workspaceFolder}/lib/Debug", (SDK 的库目录)
            "-lARMDsteroTrackingd" (SDK 的库名称)
        ],
        "options": {
            "cwd": "${fileDirname}"
        },
        "problemMatcher": [
            "$gcc"
        ],
        "group": {
            "kind": "build",
            "isDefault": true
        },
        "detail": "Task generated by Debugger."
    }
],
"version": "2.0.0"
}

```

5.4 调用流程

Step1: 连接设备并初始化, 调用 `connect(hostname)`

设置设备的 `hostname`, 并连接。

Step2: 读入器械标定文件, 调用 `configureTools()`

读入 `tool` 路径下所有器械标定文件 (`*.arom`)。

Step3: 显示器械跟踪信息, 调用 `printTrackingData()`

器械跟踪信息包括名称、标志物坐标、当前时间、配准误差、姿态矩阵和尖端点坐标。

Step4: 关闭系统, 调用 `closeSystem()`

停止跟踪, 断开连接。

6. 常见问题

Q: 启动系统时显示连接失败

A: 检查连接时输入的 `hostname` 是否与设备背面标记的一致。